

CS

GAMAPLUS 3,0 x 150 LCH / GAMAPLUS 4,5 x 20 LCH

CE 1014

| | |
|--------------------|--|
| Katalogové č.: | V606372-ND / V606372-01ND |
| Typ výrobku: | zdravotnícky prostriedok |
| Provedenie: | sterilný, sterilizácia ethylénoxidom |
| Cieľový pacient: | populácia pediatrických alebo dospelých pacientov |
| Určený používateľ: | zdravotnícky personál s odpovedajúcim vzdelením, znalosťami a praktickými skúsenosťami zameranými na zdravotnícke pomôcky. |
| Použité materiály: | PVC, PE |
| Kompatibilita: | S univerzálnym stupňovitým (step) konektorem. S Female Luer Lock konektorm, ktorý je ve shode s normou ČSN EN ISO 80369-7. GAMAPLUS je určený k prevedu kapalných lieků nebo roztokov určených k i.v. podanie alebo prevodu krvi. (In)kompatibilitu liečiv s použitými materiály prováděte v souhrnném údaji o přípravku (SPC) viz. www.sukl.cz nebo www.olecich.cz |
| Kontraindikácie: | Nepoužívajte u pacientov, u nichž je známa alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku. |
| Nežádoucí účinky: | Pokud je set používán v souladu s pokyny uvedenými v oddílu Upozornení a Použití, nejsou nežádoucí reakce známy. |
| Upozornení: | Nepoužívajte, pokud je sterilní obal otvorený nebo poškozen, nebo jsou-li ochranné kryty spadlé. Nepoužívajte po uplynutí doby použitelnosti. Opakovane použití alebo opakovana sterilizacia predstavuje pre pacienta alebo používateľa potenciálne riziko. Môže viesť ke kontaminaci alebo zhoršeniu funkčnosti, čo môže zapríčiniť zranenie, nemoc, pripadné smrť pacienta. |
| Skladování: | Výrobky musí byť skladovaný v suchém, vetrane, bezprašné, temném prostredí bez príameho slnečného žiareni tak, aby nedošlo k ich poškozeniu a deformaci. Výrobky musí byť skladovaný v obalu, ve kterém jsou dodávány výrobcem. Skladovací teplota musí byt +5°C až +25°C a relativná vlhkost vzduchu max. do 75%. |

Určený účel k použití

Gamaplus je určen k propojení súpravy, ktorá je ukončena kužeľom negatívnym a súpravy ukončené stupňovitým pripojovacím kužeľom.

Návod k použití

- Za aseptických podmienok, vyjmte výrobek z obalu.
- Sundaj kryt kužeľ pozitívneho.
- Pozitívny kužeľ pripojiť na negatívny kužeľ súpravy.
- Koncovku bielu napojiť na stupňovitý pripojovací kužeľ súpravy.

POSTUP PRO BEZPEČNOU LIKVIDACI ZP PO POUŽITÍ:

ZP uložiť do modrého PE pytle určeného pre nebezpečný - infekční odpad. Označený pytel (kódem odpadu, miestom vzniku, dátumom a podpisom odpovednej osoby) po naplnení pevně uzavrieť a bezpečne transportovať do spaľovny = dekontaminačné zariadenie. Odstránenie nebezpečné vlastnosti infekčnosti sa rozumí provedení riadnej dekontaminácie. Třídenie odpadu se provádí dle provozního řádu zdravotnického zařízení.

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobcu a příslušnému místnímu orgánu.

Značky použité na obalu

| REF | Katalogové číslo | | Chrániť pred vlhkem | LOT | Číslo šarže | | Výrobce |
|-----|--------------------------|--|-------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|
| | Použit do data | | Omezení teplot | | Čtete návod k použití | | Sterilizováno ethylénoxidom |
| | Apyrogenní | | Chrániť pred slnečným žiareni | | Neobsahuje latex | | Neobsahuje ftalát DEHP |
| | Neresterilizovat | | Nepoužívať opäťovne | | Nepoužívať, jestiž je balení poškozeno | | Tlak |
| | Zdravotnícky prostriedok | | Datum výroby | | Objem hadičky | | |

Návod je k dispozícii také v elektronické podobě na stránkach www.gama.cz. Bezplatné poskytnutí ďalších kópií je možné na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: prodej@gama.cz.

SK GAMAPLUS 3,0 x 150 LCH / GAMAPLUS 4,5 x 20 LCH

| | |
|--------------------|--|
| Katalógové č.: | V606372-ND / V606372-01ND |
| Typ výrobku: | zdravotnícka pomôcka |
| Provedenie: | sterilné, sterilizácia etylénoxidom |
| Cieľový pacient: | populácia pediatrických alebo dospelých pacientov |
| Určený používateľ: | zdravotnícky personál s príslušným vzdelením, znalosťami a praktickými skúsenosťami zameranými na zdravotnícke pomôcky. |
| Použité materiály: | PVC, PE |
| Kompatibilita: | S univerzálnym stupňovitým (step) konektorem. S Female Luer Lock konektorm, ktorý je v zhode s normou ČSN EN ISO 80369-7. GAMAPLUS je určený k prevedu kvapalných liekov alebo roztokov určených na i.v. podanie alebo prevodu krvi. (In)kompatibilitu liečiv s použitými materiálmi preverte v súhrnnom údajmi o lieku (SPC), pozri www.sukl.cz alebo www.olecich.cz |
| Kontraindikácie: | Nepoužívajte u pacientov, u ktorých je známa alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku. |
| Nežádoucí účinky: | Pokiaľ sa súprava používa v súlade s pokynmi uvedenými v oddiele Upozornenia a Použitie, nie sú nežiaduce reakcie známe. |
| Upozornenie: | Nepoužívajte, pokiaľ je sterilný obal otvorený alebo poškodený, alebo ak sú ochranné kryty spadnuté. Nepoužívajte po dátume expirácie. Opakovane použitie alebo opakovana sterilizacia predstavuje pre pacienta alebo používateľa potenciálne riziko. Môže dojst' ku kontaminácii alebo |
| Skladovanie: | Výrobky musia byť skladované v suchom, vetrane, bezprašnom, temnom prostredí bez príameho slnečného žiareni tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a deformácii. Výrobky musia byť skladované v obale, v ktorom sú dodávané výrobcom. Skladovacia teplota musí byt +5 °C až +25 °C a relativná vlhkost vzduchu max. do 75 %. |

Určený účel použitia

Gamaplus je určený na prepojenie dvoch rôznych súprav, ktoré sú ukončené kužeľom negatívnym a stupňovitým pripojovacím kužeľom.

Návod k použití

- Za aseptických podmienok, vyberte výrobok z obalu.
- Dat' dole kryt kužeľa pozitívneho.
- Pozitívny kužeľ pripojiť na negatívny kužeľ súpravy.
- Koncovku bielu napojiť na stupňovitý pripojovací kužeľ súpravy.

POSTUP PRE BEZPEČNÝ LIKVIDÁCIU ZP PO POUŽITÍ:

ZP uložiť do modrého PE vreca určeného pre nebezpečný - infekční odpad. Označený vrecek (kódem odpadu, miestom vzniku, dátumom a podpisom odpovednej osoby) po naplnení pevně uzavrieť a bezpečne transportovať do spaľovny = dekontaminačné zariadenie. Odstránenie nebezpečné vlastnosti infekčnosti sa rozumí provedenie riadnej dekontaminácie. Třídenie odpadu se provádí dle provozního řádu zdravotnického zařízení.

POZNÁMKA PRE POUŽIVATEĽOV: Akákoliv závažná nežiadoucí účinok, ku ktorému došlo v súvislosti s dotknutým prostriedkom, by mala byť hlásená výrobcia a príslušnému miestnemu orgánu.

Značky použité na obale

| REF | Katalogové číslo | | Chrániť pred vlhkem | LOT | Číslo šarže | | Výrobce |
|-----|----------------------|--|-------------------------------|-----|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| | Použit do dátumu | | Obmedzenie teploty | | Čítajte návod na použitie | | Sterilizováné ethylénoxidom |
| | Apyrogenní | | Chrániť pred slnečným žiareni | | Neobsahuje latex | | Neobsahuje ftalát DEHP |
| | Neresterilizovat | | Nepoužívať opäťovne | | Nepoužívať, ak je balenie poškozené | | Tlak |
| | Zdravotnícka pomôcka | | Dátum výroby | | Objem hadičky | | |

Návod je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stránkach www.gama.cz. Bezplatné poskytnutie ďalších kópií je možné na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: prodej@gama.cz.

EN GAMAPLUS 3,0 x 150 LCH / GAMAPLUS 4,5 x 20 LCH

CE 1014

| | |
|-------------------|--|
| Catalogue No.: | V606372-ND / V606372-01ND |
| Product type: | medical device |
| Design: | sterile, ethylene oxide sterilization |
| Target patient: | population of pediatric or adult patients |
| Designated user: | medical personnel with appropriate education, knowledge and practical experience in medical devices. |
| Materials used: | PVC, PE |
| Compatibility: | With universal gradual (step) connectors. With Female Luer Lock connector which is in accordance with the standard ČSN EN ISO 80369-7. GAMAPLUS is designed to transfer liquid or i.v. administration or transfer of blood. (In)compatibility of the drugs with the materials used, check in the summary about products (SPC) see www.sukl.cz or www.olecich.cz |
| Contraindication: | Do not use on any patient with a known allergic reaction to any of the product components. |
| Adverse effects: | No adverse effects are known if the set is used in accordance with the instructions specified in the Warning and Use sections. |
| Warning: | Do not use if the sterile packing is opened or damaged, or when the protective covers dropped off. Do not use after the expiry date. Repeated use or repeated sterilization creates a potential risk of patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability, may lead to injury, illness or death of the patient. |
| Storage: | The products should be stored in dry, ventilated, dust-free and dark rooms without direct sunlight to avoid their damage and deformation. Products must be stored in the packaging as delivered by the producer. Products must be stored at temperatures from +5°C to +25°C and the relative air humidity is max. 75%. |

Intended use

Gamplus is designed to connect two different transfer sets which are ended with the negative cone and the gradual connecting cone.

Instruction for use

- Under aseptic conditions, remove the item from the packing.
- Remove the positive cone cover.
- Connect the positive cone to the negative cone of the transfer set.
- Connect the white terminal to the gradual connecting cone of the transfer set.

PROCEDURE FOR SAFE DISPOSAL OF MEDICAL DEVICES AFTER USE:

Put the medical device in a blue PE bag intended for hazardous - infectious waste. After filling, seal the labeled bag (waste code, place of origin, date and signature of the responsible person) and transport it safely to the incinerator = decontamination device. Removal of the dangerous property of infectivity means proper decontamination. Waste sorting is carried out according to the operating rules of the medical facility.

NOTE TO USERS: Any serious adverse event occurring in relation to the device in question should be reported to the manufacturer and the competent local authority.

Used symbols on packaging

| REF | Catalogue Number | Keep away from Rain | LOT | Batch Number | Manufacturer |
|-----|----------------------|---------------------|-----|---------------------------------------|---|
| | Use by / Expiry date | | | Read instructions for use | STERILE EO Sterilised by Ethylene Oxide |
| | Pyrogen free | | | Latex free product | Does not contain DEHP phthalate |
| | Do not Resterilize | | | Do not use if unit package is damaged | Pressure |
| | Medical Device | | | Date of Manufacture | Volume of tubing |

The instruction for use is also available in electronic form at www.gama.cz. Free copies of other copies are available on request via e-mail: sales@gama.cz.

DE GAMAPLUS 3,0 x 150 LCH / GAMAPLUS 4,5 x 20 LCH

| | |
|-------------------------|--|
| Katalognummer: | V606372-ND / V606372-01ND |
| Produktyp: | Medizinprodukte |
| Ausführung: | steril, mit Ethylenoxid sterilisiert |
| Zielpatient: | Population von pädiatrischen oder erwachsenen Patienten |
| Zielanwender: | medizinisches Personal mit angemessener Ausbildung, Kenntnissen und praktischer Erfahrung mit Medizinprodukten. |
| Verwendete Werkstoffe: | PVC, PE |
| Kompatibilität: | Mit universalem stufenartigem (step) Verbindungsstecker. Mit Female Luer Lock Verbindungsstecker, der ČSN EN ISO 80369-7 in Übereinstimmung mit dem Standard ist. Gamplus wurde entwickelt, um flüssige Medikamente oder Lösungen für die intravenöse Verabreichung oder Blutübertragung zu liefern. (In)Drogenverträglichkeit mit den verwendeten Materialien, überprüfen Sie die SPC, siehe www.sukl.cz oder www.olecich.cz |
| Kontraindikationen: | Nicht bei Patienten zu verwenden, bei denen Allergien gegen einen der Produktbestandteile bekannt ist. |
| Unerwünschte Wirkungen: | Wenn Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Abschnitt Hinweis und Anwendungsanleitung verwendet wird, sind keine unerwünschten Reaktionen bekannt. |
| Hinweis: | Nicht verwenden, wenn die sterile Verpackung offen oder beschädigt ist, oder wenn die Schutzkappen abgefallen sind. Verwenden Sie nicht nach Verfallsdatum nicht verwendet werden. Die wiederverwendung oder wiederholte Sterilisation stellt ein potenzielles Risiko für den Patienten oder den Anwender dar. Sie kann eine Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen. |
| Lagerung: | Die Produkte sollen in trockenen, gut belüfteten, staubfreien und dunklen Räumen ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, um ihre Schäden und Verformungen zu vermeiden. Die Produkte müssen in der vom Hersteller mitgelieferten Verpackung gelagert werden. Die Lagerungstemperatur muss im Bereich +5°C bis +25°C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss max. bis 75% sein. |

Anwendungszweck

Gamplus ist zur Verbindung von zwei verschiedenen Garnituren bestimmt, die durch den negativen Kegel und den stufenartigen Anschlusskegel abgeschlossen sind.

Anwendungsanleitung

- Unter aseptischen Bedingungen nehmen Sie den Produkt aus der Verpackung heraus.
- Die Abdeckung des positiven Kegels abnehmen.
- Den positiven Kegel an den negativen Kegel der Garnitur anschließen.
- Das weiße Endstück an den stufenartigen Anschlusskegel der Garnitur anschließen.

VERFAHREN ZUR SICHEREN ENTSORGUNG VON MEDIZINPRODUKTEN NACH GEBRAUCH:

Legen Sie das Medizinprodukt in einen blauen PE-Beutel für gefährliche - infektiöse Abfälle. Verschließen Sie den etikettierten Beutel (Abfallcode, Herkunftsland, Datum und Unterschrift der verantwortlichen Person) nach dem Befüllen und transportieren Sie ihn sicher zur Verbrennungsanlage = Dekontaminationsvorrichtung. Die Entfernung der gefährlichen Eigenschaft der Infektiosität bedeutet eine ordnungsgemäße Dekontamination. Die Abfallsortierung erfolgt nach den Betriebsregeln der medizinischen Einrichtung.

HINWEIS FÜR BENUTZER: Jedes schwerwiegende unerwünschte Ereignis in Bezug auf das betreffende Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen örtlichen Behörde zu melden.

Symbole auf der Verpackung

| REF | Produkt-Referenznummer | Vor Regen schützen | LOT | Chargennummer | Hergestellt in |
|-----|-----------------------------------|--------------------|-----|--|------------------------------|
| | Verbrauchbis/Datum des Verbrauchs | | | Siehe Gebrauchsanweisung | Mit Ethylenoxid sterilisiert |
| | Ohne Pyrogen | | | Ohne latex | Ohne Phthalat DEHP |
| | Nicht wieder sterilisieren | | | Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Einheitspaket beschädigt ist. | Druck |
| | Medizinprodukte | | | Herstellungsdatum | Schlauchvolumen |

Das Gebrauchsanweisung ist auch in elektronischer Form unter www.gama.cz verfügbar. Kostenlose Exemplare anderer Exemplare sind auf Anfrage per E-Mail erhältlich: sales@gama.cz.