



## Měřič žilního tlaku



<b>Katalogové č.:</b> V646992-ND	<b>Varianty zdravotnického prostředku</b> Měřič žilního tlaku MŽT-01	<b>Katalogové č.:</b> V646992-01ND	<b>Varianty zdravotnického prostředku</b> Měřič žilního tlaku MŽT-01 MLL	<b>Katalogové č.:</b> V646993-ND	<b>Varianty zdravotnického prostředku</b> Měřič žilního tlaku MŽT-02
<b>Funkčnost:</b>	výrobce deklaruje funkčnost prostředku, pokud je použit v souladu s návodem k použití.				
<b>Doba použití:</b>	„Krátkodobá“ - nepřetržitě použití po dobu maximálně 24 hodin				
<b>Provedení:</b>	sterilní, sterilizace ethylenoxidem				
<b>Cílový pacient:</b>	populace pediatrických nebo dospělých pacientů				
<b>Určený uživatel:</b>	zdravotnický pracovník s odpovídajícím vzděláním, znalostmi a praktickými zkušenostmi zaměřenými na tento ZP. Výrobek je určen výhradně k profesionálnímu použití.				
<b>Použité materiály:</b>	PE, PVC, PC – všechny typy, ABS, elastomer – pouze MŽT-02				
<b>Kompatibilita:</b>	S infúzní soupravou, která je ve shodě s normou ČSN EN ISO 8536-4 nebo ČSN EN ISO 8536-8. S intravenózním katetrem, který má konektor se závitom Luer, který je ve shodě s normou ČSN EN ISO 80369-7. Měřič žilního tlaku není určen k podávání léčiv.				
<b>Kontraindikace:</b>	Nepoužívejte u pacientů, u nichž je známa alergická reakce na některý z materiálů výrobku. Měření za různých podmínek (změna polohy, úprava nulové hodnoty).				
<b>Nežádoucí účinky:</b>	Pokud je set používán v souladu s pokyny uvedenými v oddílu Upozornění a Použití, nejsou nežádoucí reakce známy.				
<b>Upozornění:</b>	Nepoužívejte, pokud je sterilní obal otevřen nebo poškozen, nebo jsou-li ochranné kryty spadlé. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Opakované použití, opakovaná sterilizace nebo nedodržení skladovacích podmínek představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta.				
<b>Skladování a přeprava:</b>	Výrobky musí být skladovány v suchém, větraném, bezprašném, temném prostředí bez přímého slunečního záření tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Výrobky musí být skladovány v obalu, ve kterém jsou dodávány výrobcem. Skladovací teplota musí být +5°C až +25°C a relativní vlhkost vzduchu max. do 75%. S výrobky nesmí být skladovány organická rozpouštědla a chemikálie. Pokud je balení vystaveno podmínkám prostředí mimo specifikované podmínky, kontaktujte výrobce, který rozhodne o dalším postupu. Výrobky se přepravují v čistých, suchých a krytých dopravních prostředcích při teplotě od -15°C do +60°C a relativní vlhkosti vzduchu max. 75% tak, aby nedošlo k jejich poškození. Spolu s nimi nesmí být přepravovány žádné chemikálie. Maximální doba přepravy ZP při teplotách +50°C až +60°C nesmí přesáhnout 4 dny!				

### Určený účel k použití

Měřič žilního tlaku je jednorázový zdravotnický prostředek, který slouží k orientačnímu stanovení centrálního žilního tlaku pacienta (CŽT). Hodnota centrálního žilního tlaku pacienta nepřímo informuje o úrovni hydratace a velikosti žilního návratu a je tedy pouze orientační. Nejde o léčebný postup, ale způsob monitorování trendu hodnoty CŽT. Stupnice na manometrické odbočce je pouze orientační a není používána jako měřidlo, pouze slouží pro stanovení orientační hodnoty CŽT. Pro přesné měření hodnoty CŽT slouží centrální žilní katetr.

Měřič žilního tlaku lze použít pouze s přídatným zařízením (není součástí výrobku), které zajistí:

- Vertikální polohu manometrické odbočky s natištěnou stupnicí
- Nastavení nulového bodu stupnice (0) tak, aby odpovídala výšce jugulární jamky (fossa jugularis) ležícího pacienta.


### Návod k použití

- Měřič žilního tlaku za aseptických podmínek vyjmout z obalu a umístit do přídatného zařízení (dle obr. č.1).
- Sejmout kryt z trojcestného kohoutu a odbočku napojit na infúzní soupravu. Sejmout kryt z hadičky zakončené:
  - kuželem pozitivním (typ: MŽT – 01)
  - „Y“ dílem s pryžovou zátkou a luer kuželem (typ: MŽT – 02)
- Přestavit trojcestný kohout do polohy 2 (viz obr. č. 3) po dobu, než se manometrická odbočka měřiče žilního tlaku naplní roztokem do výšky cca +10 cm od nulového bodu stupnice (viz obr. č. 1).
- Přestavit trojcestný kohout do polohy 3 (viz obr. č. 4). Odečíst hodnotu výšky hladiny roztoku na stupnici manometrické odbočky (cm). Hodnota výšky hladiny roztoku odpovídá orientační hodnotě žilního tlaku v centrálních žilích pacienta.

### POSTUP PRO BEZPEČNOU LIKVIDACI ZP PO POUŽITÍ:

ZP uložit do modrého PE pytle určeného pro nebezpečný – infekční odpad. Označený pytel (kódem odpadu, místem vzniku, datem a podpisem odpovědné osoby) po naplnění pevně uzavřít a bezpečně transportovat do spalovny = dekontaminační zařízení. Odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace. Třídění odpadů se provádí dle provozního řádu zdravotnického zařízení.

**POZNÁMKA PRO UŽIVATELE:** Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a příslušnému místnímu orgánu.



### Značky použité na obalu

	Katalogové číslo		Chránit před vlhkem		Číslo šarže		Výrobce
	Použit do data		Omezení teplot		Čtete návod k použití		Sterilizováno ethylenoxidem a systém jednoduché sterilní bariéry
	Apyrogenní		Chránit před slunečním zářením		Neobsahuje latex		Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat		Nepoužívat opětovně		Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno		Zdravotnický prostředek
	Datum a země výroby		Jedinečný identifikátor prostředku				



## Merač žilového tlaku

<b>Katalogové č.:</b> V646992-ND	<b>Varianty zdravotnické pomůcky:</b> Merač žilového tlaku MŽT-01	<b>Katalogové č.:</b> V646992-01ND	<b>Varianty zdravotnické pomůcky:</b> Merač žilového tlaku MŽT-01 MLL	<b>Katalogové č.:</b> V646993-ND	<b>Varianty zdravotnické pomůcky:</b> Merač žilového tlaku MŽT-02
<b>Funkčnost:</b>	výrobce deklaruje funkčnost prostředku, pokud je použit v souladu s návodem k použití				
<b>Doba použití:</b>	„Krátkodobá“ - nepřetržitě použití po dobu maximálně 24 hodin				
<b>Provedení:</b>	sterilně, sterilizácia etylénoxidom				
<b>Cílový pacient:</b>	populácie pediatrických alebo dospelých pacientov				
<b>Určený uživatel:</b>	Zdravotnický pracovník so zodpovedajúcim vzdelaním, znalosťami a praktickými skúsenosťami zameranými na tento ZP. Výrobok je určený výhradne na profesionálne použitie.				
<b>Použité materiály:</b>	PE, PVC, PC – všetky typy, ABS, elastomér – iba MŽT-02				
<b>Kompatibilita:</b>	S infúznou súpravou, ktorá je v zhode s normou ČSN EN ISO 8536-4 alebo ČSN EN ISO 8536-8. S intravenóznym katétrom, ktorý má konektor so závitom Luer, ktorý je v zhode s normou ČSN EN ISO 80369-7. Merač žilového tlaku nie je určený na podávanie liečiv.				
<b>Kontraindikácie:</b>	Nepoužívať u pacientov, u ktorých je známa alergická reakcia na niektorý z materiálov výrobku. Merania pri rôznych podmienkach (zmena polohy, úprava nulovej hodnoty).				
<b>Nežádúce účinky:</b>	Pokiaľ sa súprava používa v súlade s pokynmi uvedenými v oddiele Upozornenia a Použitie, nie sú nežiaduce reakcie známe.				
<b>Upozornenie:</b>	Nepoužívať, pokiaľ je sterilný obal otvorený alebo poškodený, alebo ak sú ochranné kryty spadnuté. Nepoužívať po dátume expirácie. Opakované použitie, opakovaná sterilizácia alebo nedodržanie skladovacích podmienok predstavuje pre pacienta alebo používateľa potenciálne riziko. Môže dôjsť ku kontaminácii alebo narušeniu funkčnosti, čo môže zapríčiniť zranenie, ochorenie, prípadne smrť pacienta.				
<b>Skladovanie a preprava:</b>	Výrobky musia byť skladované v suchom, vetranom, bezprašnom, temnom prostredí bez priameho slnečného žiarenia tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a deformácii. Výrobky musia byť skladované v obale, v ktorom sú dodávané výrobcem. Skladovacia teplota musí byť +5 °C až +25 °C a relatívna vlhkosť vzduchu max. do 75 %. S výrobkami nesmú byť skladované organické rozpúšťadlá a chemikálie. Pokiaľ je balenie vystavené podmienkam prostredia mimo špecifikovaných podmienok, kontaktujte výrobcu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Výrobky sa prepravujú v čistých, suchých a krytých dopravných prostriedkoch pri teplote od -15°C do +60°C a relatívnej vlhkosti vzduchu max. 75% tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Spolu s nimi nesmú byť prepravované žiadne chemikálie. Maximálna doba prepravy ZP pri teplotách +50 °C až +60 °C nesmie presiahnuť 4 dni!				

### Určený účel použitia

Merač žilového tlaku je jednorázový zdravotnický prostriedok, ktorý slúži k orientačnému stanoveniu centrálného žilného tlaku pacienta (CŽT). Hodnota centrálného žilného tlaku pacienta nepriamo informuje o úrovni hydratacie a veľkosti žilového návratu a je teda iba orientačná. Nejde o liečebný postup, ale spôsob monitorovania trendu hodnoty CŽT. Stupnica na manometrovej odbočke je len orientačná a nie je používaná ako meradlo, iba slúži na stanovenie orientačnej hodnoty CŽT. Pre presné meranie hodnoty CŽT slúži centrálny žilový katéter.

Merač žilového tlaku sa používa iba s prídatným zariadením (nie je súčasťou výrobku), ktoré zaistí:

- Vertikálnu polohu manometrickej odbočky s vyznačenou stupnicou.
- Nastavenie nulového bodu stupnice (0) tak, aby odpovedala výške jugulárnej jamky (fossa jugularis) ležiaceho pacienta.

### Návod k použitiu


Merač žilového tlaku za aseptických podmienok vyberte von z obalu a vložte ho do prídatného zariadenia (podľa obr. č. 1).

- Odstráňte kryt z trojcestného kohúta a odbočku pripojte k infúznej súprave. Odstráňte kryt z hadičky zakončenej:
  - pozitívnym kuželom (typ: MŽT – 01)
  - „Y“ dielom s gumovou zátkou a luer kuželom (typ: MŽT – 02)
- Trojcestný kohút otočte do polohy 2 (viz obr. č. 3) a v tejto polohe ho nechajte tak dlho, kým sa manometrická odbočka Merača žilového tlaku naplní roztokom do výšky cca + 10 cm od nulového bodu stupnice (viz obr. č.1).
- Trojcestný kohút otočte do polohy 3 (viz obr. č. 4). Na stupnici manometrickej odbočky (cm) odpočítajte hodnotu výšky hladiny roztoku. Hodnota výšky hladiny roztoku odpovedá orientačnej hodnote žilného tlaku v centrálnych žilách pacienta.

### POSTUP PRE BEZPEČNÚ LIKVIDÁCIU ZP PO POUŽITÍ:

ZP uložiť do modrého PE vreca určeného pre nebezpečný - infekčný odpad. Označený vrec (kódem odpadu, miestom vzniku, dátumom a podpisom zodpovednej osoby) po naplnení pevne uzavrieť a bezpečne transportovať do spalovne = dekontaminačné zariadenie. Odstránenie nebezpečnej vlastnosti infekčnosti sa rozumie prevedenie riadnej dekontaminácie. Triedenie odpadov sa vykonáva podľa prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia.

**POZNÁMKA PRE POUŽIVATEĽOV:** Akákoľvek závažný nežiaduci účinok, ku ktorému došlo v súvislosti s dotknutým prostriedkom, by mala byť hlásená výrobcovia a príslušnému miestnemu orgánu.



### Značky použité na obale

	Katalogové číslo		Chrániť pred vlhkem		Číslo šarže		Výrobca
	Použit do dátumu		Obmedzenie teploty		Čítajte návod na použitie		Sterilizované etylénoxidom a systém jednoduché sterilnej bariéry
	Apyrogenní		Chrániť pred slnečným žiarením		Neobsahuje latex		Neobsahuje ftalát DEHP
	Neresterilizovat		Nepoužívať opätovne		Nepoužívať, ak je balenie poškodené		Zdravotnícka pomôcka
	Dátum a krajina výroby		Jedinečný identifikátor prostriedku				



## Venous pressure meter



<b>Catalogue No.:</b> V646992-ND	<b>Medical device variants:</b> Venous pressure meter MŽT-01	<b>Catalogue No.:</b> V646992-01ND	<b>Medical device variants:</b> Venous pressure meter MŽT-01 MLL	<b>Catalogue No.:</b> V646993-ND	<b>Medical device variants:</b> Venous pressure meter MŽT-02
<b>Functionality:</b>	the manufacturer declares the functionality of the device when used in accordance with the instructions for use				
<b>Duration of use:</b>	„Short term“ - continuous use for the time maximum is 24 hours				
<b>Design:</b>	sterile, ethylene oxide sterilization				
<b>Target patient:</b>	population of pediatric or adult patients				
<b>Designated user:</b>	a healthcare worker with adequate education, knowledge and practical experience focused on this MD. The product is intended exclusively for professional use.				
<b>Materials used:</b>	PE, PVC, PC – all types, ABS, elastomer – only MŽT-02				
<b>Compatibility:</b>	With infusion sets in conformity with standard ČSN EN ISO 8536-4 or ČSN EN ISO 8536-8. With intravenous catheters equipped with a connector with Luer thread in conformity with standard ČSN EN ISO 80369-7. The venous pressure meter is not intended for drug delivery.				
<b>Contraindication:</b>	Do not use on any patient with a known allergic reaction to any of the product components. Measurements under various conditions (change of position adjustment zero).				
<b>Adverse effects:</b>	No adverse effects are known if the set is used in accordance with the instructions specified in the Warning and Use sections.				
<b>Warning:</b>	Do not use if the sterile packing is opened or damaged, or when the protective covers dropped off. Do not use after the expiry date. Reuse, re-sterilization, or non-observance of storage conditions creates a potential risk to the patient or user. It may lead to contamination and/or impairment of functional capability, may lead to injury, illness or death of the patient.				
<b>Storage and transport:</b>	The products should be stored in dry, ventilated, dust-free and dark rooms without direct sunlight to avoid their damage and deformation. Products must be stored in the packaging as delivered by the producer. Products must be stored at temperatures from +5°C to +25°C and the relative air humidity is max. 75%. Organic solvents and chemicals must not be stored with the products. If the package is exposed to conditions outside the specified conditions, contact the manufacturer who will decide on the next course of action. The products are transported in clean, dry and covered means of transport at a temperature from -15°C to +60°C and a relative humidity of max. 75% so that they are not damaged. No chemicals may be transported with them. The maximum transport time of MD at temperatures of +50°C to +60°C must not exceed 4 days!				

### Intended use

The venous pressure meter is a single-use medical device used to orientatively determine the patient's central venous pressure (CVP). The value of the patient's central venous pressure indirectly informs about the level of hydration and the size of venous return and is therefore only indicative. This is not a treatment procedure, but a way of monitoring the trend of CVP. The scale on the manometric branch is only indicative and is not used as a gauge it only serves to determine the approximate value of CVP. A central venous catheter is used for accurate measurement of the CVP value.

The venous pressure meter may be applied only when accessorized with an auxiliary device (not delivered as a part of the product) capable of providing:

- Vertical position of the related pressure-gage branch with a scale printed on it;
- Adjustment of scale zero point (0) so that the point corresponds with the height of jugular depression (fossa jugularis) in a lying patient.


### Instruction for use

- Take the venous pressure meter out of the packing under aseptic conditions and place it onto the auxiliary device (see Figure 1).
- Remove the cover from the three-way valve and attach the branch tube to the infusion set. Take off the hose cover; the hose terminates in:
  - a positive cone (type: MŽT-01), or
  - a "Y" piece with a rubber stopper and a luer lock cone (type: MŽT-02).
- Turn the three-way valve to Position 2 (see Figure 3) and keep it there long enough for the pressure gage branch of the venous pressure meter to be filled up with the solution to the level of approx. 10 cm above the zero point of the scale (see Figure 1).
- Turn the three-way valve to Position 3 (see Figure 4) and read the solution level on the scale of the pressure gage branch (in cm). The value of the level of the solution corresponds to the approximate value of the venous pressure in the patient's central veins..

### PROCEDURE FOR SAFE DISPOSAL OF MEDICAL DEVICES AFTER USE:

Put the medical device in a blue PE bag intended for hazardous - infectious waste. After filling, seal the labeled bag (waste code, place of origin, date and signature of the responsible person) and transport it safely to the incinerator = decontamination device. Removal of the dangerous property of infectivity means proper decontamination. Waste sorting is carried out according to the operating rules of the medical facility.

**NOTE TO USERS:** Any serious adverse event occurring in relation to the device in question should be reported to the manufacturer and the competent local authority.



### Used symbols on packaging

REF	Catalogue Number	Keep away from Rain	LOT	Batch Number	Manufacturer
Use by / Expiry date		Temperature Limitation	Read instructions for use		Sterilised by Ethylene Oxide and single sterile barrier system
Pyrogen free		Keep away from sunlight	Latex free product		Does not contain DEHP phthalate
Do not Resterilize		For single use only	Do not use if unit package is damaged		Medical Device
Date and Country of Manufacture		UDI	Unique Device Identifier		



## Venendruckmesser

<b>Katalognummer:</b> V646992-ND	<b>Varianten von Medizinprodukten:</b> Venendruckmesser MŽT-01	<b>Katalognummer:</b> V646992-01ND	<b>Varianten von Medizinprodukten:</b> Venendruckmesser MŽT-01 MLL	<b>Katalognummer:</b> V646993-ND	<b>Varianten von Medizinprodukten:</b> Venendruckmesser MŽT-02
<b>Funktionalität:</b>	Der Hersteller erklärt die Funktionalität des Produkts bei bestimmungsgemäßer Verwendung				
<b>Dauer der Verwendung:</b>	„Kurzzeitig“ - ununterbrochene Anwendung für maximal 24 Stunden				
<b>Ausführung:</b>	steril, mit Ethylenoxid sterilisiert				
<b>Zielpatient:</b>	Population von pädiatrischen oder erwachsenen Patienten				
<b>Zielanwender:</b>	ein medizinischer Mitarbeiter mit angemessener Ausbildung, Wissen und praktischer Erfahrung, der sich auf dieses MP konzentriert. Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt.				
<b>Verwendete Werkstoffe:</b>	PE, PVC, PC – alle Arten, ABS, elastomer – nur MŽT-02				
<b>Kompatibilität:</b>	Mit Infusionsset, das der Norm ČSN EN ISO 8536-4 oder ČSN EN ISO 8536-8 entspricht. Mit intravenösem Katheter, der den Verbindungsstecker mit Gewinde Luer hat, das der Norm ČSN EN ISO 80369-7 entspricht. Venendruckmesser ist nicht für die Medikamentenabgabe vorgesehen.				
<b>Kontraindikationen:</b>	Nicht bei Patienten zu verwenden, bei denen Allergien gegen einen der Produktbestandteile bekannt ist. Messungen unter verschiedenen Bedingungen (Änderung der Einstellung der Position Null).				
<b>Unerwünschte Wirkungen:</b>	Wenn Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Abschnitt Hinweis and Anwendungsanleitung verwendet wird, sind keine unerwünschten Reaktionen bekannt.				
<b>Hinweis:</b>	Nicht verwenden, wenn die sterile Verpackung offen oder beschädigt ist, oder wenn die Schutzkappen abgefallen sind. Verwenden Sie nicht nach Verfallsdatum nicht verwendet werden. Wiederverwendung, Resterilisation oder Nichtbeachtung der Lagerbedingungen stellen ein potenzielles Risiko für den Patienten oder Benutzer dar. Sie kann eine Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktionalität zur Folge haben können zu Verletzung, Erkrankung oder Tod des Patienten führen.				
<b>Lagerung und Transport:</b>	Die Produkte sollen in trockenen, gut belüfteten, staubfreien und dunklen Räumen ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, um ihre Schäden und Verformungen zu vermeiden. Die Produkte müssen in der vom Hersteller mitgelieferten Verpackung gelagert werden. Die Lagerungstemperatur muss im Bereich +5°C bis +25°C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit muss max. bis 75% sein. Organische Lösungsmittel und Chemikalien dürfen nicht zusammen mit den Produkten gelagert werden. Wenn das Paket Umgebungsbedingungen außerhalb der angegebenen Bedingungen ausgesetzt ist, wenden Sie sich an den Hersteller, der über die weitere Vorgehensweise entscheidet. Die Produkte werden in sauberen, trockenen und überdachten Transportmitteln bei einer Temperatur von -15°C bis +60°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 75% transportiert, damit sie nicht beschädigt werden. Mit ihnen dürfen keine Chemikalien transportiert werden. Die maximale Transportzeit von MP bei Temperaturen von +50°C bis +60°C darf 4 Tage nicht überschreiten!				

### Anwendungszweck

Mit dem Venendruckmesser wird der zentrale Venendruck des Patienten orientativ bestimmt (ZVD). Es ist ein medizinisches Einwegprodukt. Der Wert des zentraler Venendruck des Patienten gibt indirekt Auskunft über den Hydratationsgrad und die Größe des venösen Rückflusses und ist daher nur indikativ. Dies ist kein Behandlungsverfahren, sondern eine Möglichkeit, den ZVD-Trend zu überwachen. Die Skala auf dem manometrischen Zweig ist nur ein Hinweis und wird nicht als Messgerät verwendet. Sie dient nur zur Bestimmung des ungefähren Werts von ZVD. Ein zentraler Venenkatheter dient zur genauen Messung des ZVD-Wertes.

Den Messinstrument für Aderdruck kann man nur mit einem Zusatzgerät einsetzen (wird nicht zum Bestandteil des Produktes), wodurch - wie folgt - sichergestellt wird:

- Vertikale Lage des Druckmesser-Abzweigstücks mit bedruckter Skala
- Einstellung des Skala-Nullpunktes (0), so dass es der Höhe der Drosselgrube (fossa jugularis) des liegenden Patienten erreicht wird.


### Anwendungsanleitung

- Den Messinstrument für Aderdruck aus der Verpackung herausnehmen unter aseptischen Bedingungen und in das Zusatzgerät einlegen (s. Abb. 1).
- Die Kappe des Dreiwegventils abnehmen und das Abzweigstück an den Infusionsset anschließen. Die Kappe vom Schlauch abnehmen - Abschluss:
  - positiver Konus (Typenart MŽT – 01)
  - „Y“-Teil mit Gummiabschluss und Luer-Konus (Typenart: MŽT – 02)
- Das Dreiwegventil in die Stellung 2 bringen (s. Abb. 3), und zwar für die Dauer, während der das Abzweigstück des Messinstrument für Aderdruck mit der Lösung in die Höhe von ca. +10 cm ab Nullpunkt gefüllt wird. (s. Abb. 1).
- Das Dreiwegventil in die Stellung 3 bringen (s. Abb. 4). Den Wert des Lösungsniveaus an der Skala des Druckmesser-Abzweigstücks (cm) ablesen. Der Lösungshöhenwert entspricht dem indikativ Venendruckwert in zentralen Venen des Patienten.

### VERFAHREN ZUR SICHEREN ENTSORGUNG VON MEDIZINPRODUKTEN NACH GEBRAUCH:

Legen Sie das Medizinprodukt in einen blauen PE-Beutel für gefährliche - infektiöse Abfälle. Verschießen Sie den etikettierten Beutel (Abfallcode, Herkunftsort, Datum und Unterschrift der verantwortlichen Person) nach dem Befüllen und transportieren Sie ihn sicher zur Verbrennungsanlage = Dekontaminationsvorrichtung. Die Entfernung der gefährlichen Eigenschaft der Infektiosität bedeutet eine ordnungsgemäße Dekontamination. Die Abfallsortierung erfolgt nach den Betriebsregeln der medizinischen Einrichtung.

**HINWEIS FÜR BENUTZER:** Jedes schwerwiegende unerwünschte Ereignis in Bezug auf das betreffende Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen örtlichen Behörde zu melden.



### Symbole auf der Verpackung

REF	Produkt-Referenznummer	Vor Regen schützen	LOT	Chargennummer	Hergestellt in
Verbrauchenbis/Datum des Verbrauchs		Temperaturbegrenzung	Siehe Gebrauchsanweisung		Mit Ethylenoxid sterilisiert und einem einfachen Sterilbarriersystem
Ohne Pyrogen		Vor Sonnenlicht schützen	Ohne latex		Ohne Phthalat DEHP
Nicht wieder sterilisieren		Zur einmaligen Verwendung	Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Einheitspaket beschädigt ist.		Medizinprodukten
Herstellungsdatum und Herstellungsland		UDI	eindeutige Ressourcenkennung		